

**Nachfolgend finden Sie unser umfangreiches Lieferprogramm an Stäubegeräten für den professionellen als auch häuslichen Einsatz von DIATOMIN® Vital, Agrinova Milbenfrei und PyriSec.**

Für die Ausbringung kleiner Präparate-Mengen (z.B. im Haushalt oder kleine Volieren) empfiehlt sich unsere wiederverschließbare 1 Liter - Weich-PE **Stäubeflasche**.



**PULMIC BAZOKA:** Dieses Gerät kann zum Ausbringen von Stäubemitteln in der Ziervogel/Geflügelhaltung und im Haushalt genutzt werden. Der Silikatstaub wird mit einem manuell erzeugten Luftstrom verteilt (Luftpumpenprinzip). Das Gerät ist für kleine Anwendungsflächen (Volumen des Behälters ca. 500 ml) gut geeignet. Einfache Handhabung und Reinigung.

**BOBBY:** Dieses Stäubegerät mit Blasebalg erzeugt eine kräftige Staubwolke. Die Stäubemittel werden hierbei sehr fein verteilt. Es kann ideal für kleinere bis mittelgroße Stallungen/Räume eingesetzt werden (Behältervolumen ca. 500 ml) und funktioniert ebenfalls über Kopf sehr gut.






Für mittelgroße Stallungen/Areale sind die Geräte **PULMIC MATCH 2** (oben) und das Rückengerät **PULMIC MATCH 4** (unten) geeignet. Sie funktionieren ebenfalls nach dem Blasebalg-Prinzip und zeichnen sich durch hohes Füllvolumen, robuste Bauweise und hohe Durchsatzleistung aus.

Für größere Stallungen/Areale eignet sich das professionelle druckluftbetriebene Stäubegerät **DR 5** (ca. 5 l Füllinhalt). Es ist extrem robust und leistungsstark. Der Betriebsdruck kann per Handpumpe oder alternativ über einen Druckluftanschluß erzeugt werden.



**SAUG/BLAS-PISTOLE:** Für den professionellen Einsatz zum Anschluss an Druckluft-Kompressoren. Grossflächige Anwendungen in Stallungen/Gebäuden. Die Applikationsmenge kann mit Vorsatzdüsen variiert werden.



**Agrinova Fachvertrieb & Agrarhandel GmbH**  
Kleine Wust 1, D-67280 Quirnheim  
Tel.: 06359-9606136, Fax: 06359-9605529  
eMail: [agrinova@agrinova.de](mailto:agrinova@agrinova.de)  
[www.agrinova.de](http://www.agrinova.de)